

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Biotilado Anti-Cd16 Humano/Mono Para Fc - P08637 / O75015

Número de artículo: CM0011673



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo biotilado contra CD16 humano/mono (FCGR3A/FCGR3B) para citometría de flujo. Presenta reactividad cruzada con humanos y monos cynomolgus, ideal para la investigación de células NK y ADCC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo biotilado anti-CD16 humano/mono
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2214/2215
ID de gen	2214/2215
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humano (P08637/O75015)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso de la proteína	29KDa/26KDa
Envío	Bolsa de hielo