

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd19 Conjugado Con Biotina - Cd19

Número de artículo: CM0009420

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina contra CD19 humano y de mono. Validado para citometría de flujo (FC) y con reactividad cruzada con humano y mono cinomolgus. Ideal para estudios de linaje de células B y investigación de inmunofenotipado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Biotina Conejo anti-Humano/Mono CD19 mAb
Observaciones/Alías	CD19
Especie	Mono
ID de Gen (Humano)	930
ID de Gen	102145514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 del CD19 de mono.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
Peso Proteico	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo