

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd20 Humano/Mono Biotinilado Para Citometría De Flujo - P11836

Número de artículo: CM0005961



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido al CD20 humano/mono (antígeno de linfocitos B CD20), validado para citometría de flujo (FC). Reconoce una proteína de membrana específica de células B involucrada en la señalización de calcio, con un peso molecular de 33-36 kDa. Ideal para inmunofenotipificación e investigación de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD20 Humano/Mono Biotinilado
Observaciones/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	931
ID de gen	931
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del CD20 humano (NP_068769.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso proteico	14 kDa/33 kDa
Envío	Bolsa de hielo