

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd3 Biotinilado Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0010608



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido a la épsilon CD3 humana y de mono cinomolgus. Validado para citometría de flujo, este reactivo apoya el perfilado de células T en inmunooncología y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Biotinilado Conejo anti-Humano/Mono CD3 mAb                          |
| Observaciones/Alias | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon                                         |
| Especie             | Humano                                                               |
| ID de Gen (Humano)  | 916                                                                  |
| ID de Gen           | 916                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante (aminoácidos 1-126 de CD3 humano, NP_000724.1) |
| Fuente              | Conejo                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                             |
| Aplicación          | FC                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Cynomolgus                                                   |
| SWISS               | P07766                                                               |
| Peso Proteico       | 23kDa                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                       |