

Anticuerpo Monoclonal Biotina Conejo Anti-Humano/Mono Cd3 Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0008181



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina contra la cadena épsilon de CD3 humana y de mono cinomolgo, validado para citometría de flujo. Se dirige al complejo TCR-CD3, esencial para estudios de activación y desarrollo de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal Biotina Conejo anti-Humano/Mono CD3
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3épsilon
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	916
ID del Gen	916
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo