

Mab De Conejo Biotinilado Anti-Hla-Dr Humano/Mono Para Fc - P01903

Número de artículo: CM0012367



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido a la cadena alfa de HLA-DR, validado para citometría de flujo en muestras humanas y de macaco cangrejero. Ideal para fenotipado de células inmunitarias y estudios de presentación de antígenos de MHC de clase II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo biotinilado anti-HLA-DR humano/mono
Observaciones/Alias	HLA-DRA1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3122
ID del gen	3122
Inmunógeno	Proteína recombinante de HLA-DRA humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P01903
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo