


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd11B Biotinilado Para Citometría De Flujo - P05555

Número de artículo: CM0004386



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina contra CD11b de ratón (Integrina alfa-M, CR3). Validado para citometría de flujo, detecta una proteína de 127 kDa; reacciona con muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Biotinilado Conejo anti-Ratón CD11b mAb
Observaciones/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 del CD11b de ratón (NP_032427.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo