

Anticuerpo Monoclonal Biotina De Conejo Anti-Cd19 De Ratón Para Citometría De Flujo - P25918

Número de artículo: CM0009868

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina específico para la proteína CD19 de ratón (UniProt P25918), validado para citometría de flujo. Permite la detección de linfocitos B en estudios de inmunofenotipado y desarrollo de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	AcM Biotina conejo anti-CD19 de ratón
Especie	Ratón
ID gen (Humano)	930
ID gen	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD19 de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo