

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd25 Biotinilado Para Citometría De Flujo - P01590

Número de artículo: CM0006151

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido al CD25 de ratón (IL2RA) para citometría de flujo (FC). El CD25 es la cadena alfa del receptor de interleucina-2, clave en la tolerancia inmunológica y la función de los Treg. Apto para muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Ratón CD25 Biotinilado
Observaciones/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3559
ID de Gen	16184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 del CD25 de ratón (NP_032393.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo