

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 De Ratón Con Biotina - P06332

Número de artículo: CM0011372

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido contra el CD4 de ratón (L3T4, Ly-4) para citometría de flujo. El inmunógeno cubre el dominio extracelular; validado para ratón. Ideal para estudios de células T colaboradoras y respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD4 de ratón con biotina
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	920
ID de gen	12504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 del CD4 de ratón (NP_038516.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso proteico	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo