

Anticuerpo Monoclonal Biotin Conejo Anti-Ratón Cd4 Para Citometría De Flujo - P06332

Número de artículo: CM0005197

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo biotinilado dirigido contra el CD4 de ratón (L3T4, Ly-4). Validado para citometría de flujo en muestras de ratón. Correceptor para MHC clase II esencial para la función de las células T colaboradoras. Swiss-Prot: P06332.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Biotin Conejo anti-Ratón CD4
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
GeneID (humano)	920
GeneID	12504
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 del CD4 de ratón (NP_038516.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso Molecular de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo