

Anticuerpo Monoclonal Biotina Conejo Anti-Ratón Cd45 Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0009244

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina contra CD45 de ratón (PTPRC, L-CA, B220) para citometría de flujo. Adecuado para la detección del antígeno común de leucocitos en muestras de ratón, validado para FC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Biotina Conejo anti-Ratón CD45
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	5788
GenelD	19264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 del CD45 de ratón (NP_001104786.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Proteico	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Envío/Almacenamiento	Almacenar a -20°C