

Anticuerpo Monoclonal Biotin Conejo Anti-Ratón Cd45 Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0008686

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo biotinilado contra el CD45 de ratón (P06800), validado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa 26-566), detecta el CD45 de ratón con múltiples isoformas (130-144 kDa) para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal Biotin Conejo anti-Ratón CD45
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 26-566 del CD45 de ratón (NP_001104786.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Molecular de la Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo