

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd5 Biotinilado Para Citometría De Flujo - P13379

Número de artículo: CM0011224

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina contra CD5. Diseñado para la detección por citometría de flujo (FC) de la glucoproteína de superficie de células T en muestras de ratón. Validado para reactividad cruzada con ratón. Objetivo de 54 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Ratón CD5 Biotinilado
Observaciones/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Especie	Ratón
ID de Gen (humano)	921
ID de Gen	12507
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 del CD5 de ratón (NP_031676.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P13379
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo