


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd8A Biotinilado Para Fc - P01731

Número de artículo: CM0010692



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido al CD8a de ratón (Ly-2) para citometría de flujo. Reconoce la cadena alfa de CD8, un correceptor de células T de 27 kDa crítico para la interacción con el MHC de clase I y la inmunidad mediada por CTL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Biotinilado Conejo anti-Ratón CD8a mAb
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	925
ID de Gen	12525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 del CD8a de ratón (NP_001074579.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo