


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8A De Ratón Biotinilado Para Fc - P01731

Número de artículo: CM0009201



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina contra CD8a de ratón para citometría de flujo. Específico para la cadena alfa de la glicoproteína de superficie de células T CD8 de ratón (PM 27kDa). Ideal para estudios de respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD8a de ratón biotinilado
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 de CD8a de ratón (NP_001074579.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo