

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IgA (Fc) De Ratón Biotinilado

Número de artículo: CM0008678

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgA (Fc) de ratón biotinilado para citometría de flujo intracelular. Específico para la región Fc de la IgA de ratón, garantizando una interferencia mínima. Ideal para investigación en inmunología e inmunidad mucosal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgA (Fc) de ratón biotinilado
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-344 de la IgA de ratón.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (intracelular)
Reactividad Cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo