

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón IgM Biotinilado Para Citometría De Flujo - P01872

Número de artículo: CM0004827



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina contra la región constante de la cadena pesada de IgM de ratón, validado específicamente para citometría de flujo. Detecta tanto el BCR unido a membrana como la IgM secretada en células B de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Biotin Rabbit anti-Mouse IgM mAb
Observaciones/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-454 de la IgM de ratón (P01872)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01872
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo