

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Integrina Alfa 2/Cd49B Biotinilado Para Fc - Q62469

Número de artículo: CM0005661

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido contra la integrina alfa-2 de ratón (CD49b/DX5/GPIa). Validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de receptor de colágeno y adhesión celular. Peso molecular predicho 129 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Ratón Integrina alfa 2/CD49b Biotinilado
Observaciones/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3673
GeneID	16398
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 168-366 de la Integrina alfa 2/CD49b de ratón (NP_032422.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q62469
Peso Proteico	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo