

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Biotina Para La Detección De Biotina En Aplicaciones De Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000014

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra biotina se dirige a la biotina y está validado para aplicaciones de WB y ELISA. Es adecuado para la investigación de marcaje con biotina, la detección de moléculas biotiniladas y el control de calidad en el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Biotina
Especie	Humano
Inmunógeno	Proteína recombinante, Biotina
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Otra (Rango Amplio Previsto)
Envío	Bolsa de hielo