

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Biotina

Número de artículo: CM0021067

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo (pAb) contra Biotina para la detección por Western Blot (WB). La reactividad cruzada independiente de la especie permite un uso amplio en ensayos de biotinilación y análisis de proteínas marcadas con biotina. Se suministra con envío en bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de Conejo contra Biotina
Inmunógeno	Compuestos químicos
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo