

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Ratón Cd3 Con Biotina Para Fc - P04235 / P22646

Número de artículo: CM0004415

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con biotina contra las cadenas delta y épsilon del CD3 de ratón. Validado para citometría de flujo, ideal para estudiar la activación de células T, la diferenciación de timocitos y la inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de Rata anti-Ratón CD3 con Biotina
Observaciones/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	916/915
GeneID	12500/12501
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado del CD3 de ratón.
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P04235/P22646
Peso Proteico	19kDa/21kDa
Envío	Bolsa de hielo