

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Ratón Ter-119 Conjugado Con Biotina - Ter-119

Número de artículo: CM0006219

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con biotina dirigido al antígeno TER-119 de ratón para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Específico para muestras de ratón, adecuado para uso en investigación en estudios de la línea eritroide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de rata anti-ratón TER-119 conjugado con biotina
Observaciones/Alias	Ter119; TER-119
Especie	Ratón
ID de gen	104231
Inmunógeno	Proteína recombinante de TER-119 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo