

Bmpr1B Conejo Pab - O00238

Número de artículo: CM0019402



Introducción

BMPR1B Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta BMPR1B humano, de ratón y de rata, un receptor para BMP7 y GDF5 involucrado en la diferenciación de condrocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BMPR1B Conejo pAb
Observaciones/Alias	ALK6; AMD3; AMDD; BDA2; ALK-6; BDA1D; CDw293; BMPR1B
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	658
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00238
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo