

Bmpr2 Pab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13873

Número de artículo: CM0029940



Introducción

El BMPR2 pAb de conejo (Q13873) es un anticuerpo policlonal dirigido contra el receptor de proteína morfogénica ósea tipo 2 para WB, IF/ICC, ELISA. Con reactividad cruzada para humano, ratón y rata, es adecuado para estudios de hipertensión pulmonar y señalización BMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BMPR2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	659
GeneID	659
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-150 de BMPR2 humano (NP_001195.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13873
Peso proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo