

Anticuerpo Policlonal De Conejo Bob1 (Pou2Af1) Para Wb, Elisa - Q16633

Número de artículo: CM0020803



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BOB1 (POU2AF1) de alta especificidad validado para Western blot (WB) y ELISA. Dirigido al coactivador de transcripción BOB1 humano involucrado en la respuesta inmune de células B, ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BOB1
Observaciones/Alias	POU2AF1; BOB1; OBF-1; OBF1; OCAB; factor 1 asociado a clase 2 POU
Especie	Humano
GeneID	5450
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de BOB1 humano (NP_006226.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q16633
Peso Molecular de la Proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo