


Anticuerpo Policlonal De Conejo Brd3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15059

Número de artículo: CM0019116



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BRD3 humano, validado para Western blot, inmunohistoquímica en parafina y ELISA. Detecta BRD3 humano y de rata. Ideal para estudios de regulación de la cromatina y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BRD3
Observaciones/Alias	ORFX; FSHRG2; RING3L; BRD3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8019
ID del Gen	8019
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-305 de BRD3 humano (NP_031397.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q15059
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo