


Anticuerpo Policlonal De Conejo Brd4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60885

Número de artículo: CM0021369



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BRD4 humana (proteína 4 que contiene bromodominio), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta BRD4 de humano, ratón y rata. Útil en investigación de regulación epigenética y transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BRD4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
Especie	Humano
ID del gen	23476
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 700-794 de BRD4 humano (NP_001317313.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60885
Peso de la proteína	152 kDa
Envío	Bolsa de hielo