


## Brd7 Pab De Conejo - Q9Npi1

Número de artículo: CM0020214



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-BRD7 para WB y ELISA; reacciona con humanos, ratones y ratas. BRD7 es una proteína de dominio bromo implicada en la remodelación de cromatina, la señalización Wnt y la supresión tumoral. Adecuado para estudios de transcripción y ciclo celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | BRD7 pAb de conejo                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; BRD7                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID del gen (Humano) | 29117                                                                                                                             |
| ID del gen          | 29117                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de la BRD7 humana (NP_037395.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | Q9NPI1                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 74kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |