

## Anticuerpo Monoclonal De Ratón Contra Brdu - Bromodesoxiuridina

Número de artículo: CM0003114

### Introducción

El anticuerpo monoclonal de ratón contra BrdU es un anticuerpo monoclonal específico para Bromodesoxiuridina, adecuado para aplicaciones de IF/ICC y ELISA. Tiene reacción cruzada con todas las especies, lo que lo convierte en una herramienta versátil para la investigación de proliferación celular y síntesis de ADN.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                             |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de ratón contra BrdU |
| ID del gen (Humano) | BrdU                                       |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante, Bromodesoxiuridina  |
| Origen              | Ratón                                      |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                   |
| Aplicación          | IF/ICC, ELISA                              |
| Reactividad cruzada | Todas las especies                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                             |