


Anticuerpo Policlonal Bre Conejo - Q9Nxr7

Número de artículo: CM0016366



Introducción

Anticuerpo Policlonal BRE Conejo validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 51-229). Utilizado en investigación de reparación del daño del ADN y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BRE Conejo pAb
Observaciones/Alias	BRE; BRCC4; BRCC45
Especie	Humano
GeneID (humano)	9577
GeneID	9577
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-229 de BRE humano (NP_954661.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NXR7
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo