


## Bscl2 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96G97

Número de artículo: CM0016638



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra BSCL2 humano (seipina). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre la biología de las gotas lipídicas y la adipogénesis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | BSCL2 pAb de conejo                                                                                                                |
| Observaciones/alias | HMN5; PELD; HMN5C; SPG17; GNG3LG; BSCL2                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (humano)     | 26580                                                                                                                              |
| GeneID              | 26580                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 265-363 de BSCL2 humano (NP_116056.3) |
| Fuente              | conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                                |
| SWISS               | Q96G97                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 44 kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |