


Anticuerpo Policlonal De Conejo Bst1 - Q10588

Número de artículo: CM0025367



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BST1 (CD157, cADPR2) validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Adecuado para el estudio de la señalización de ADP-ribosa cíclica y el crecimiento de células pre-B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BST1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	683
GeneID	683
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-293 del BST1 humano (NP_004325.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q10588
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo