


Anticuerpo Policlonal De Conejo Btk Para Wb, Elisa - Q06187

Número de artículo: CM0013347



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BTK validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Dirigido a la tirosina-proteína quinasa BTK (Q06187), una molécula clave de señalización de células B, para investigación en inmunología y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BTK
Observaciones/Alias	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
Especie	Humano
GeneID (humano)	695
GeneID	695
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 173-272 de BTK humano (NP_000052.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q06187
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo