


Anticuerpo Monoclonal De Conejo C-Abl (Abl1) Para Wb, Elisa - P00519

Número de artículo: CM0007670



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra c-Abl (ABL1) humano para Western blot y ELISA. Detecta la tirosina quinasa no receptora de 123 kDa implicada en el crecimiento celular, la remodelación del citoesqueleto y la apoptosis. Adecuado para la investigación del cáncer y de las vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	c-Abl Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25
GeneID	25
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1000-1130 del c-Abl humano (NP_005148.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00519
Peso Proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo