

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-C-Maf Para Wb Y Elisa - O75444

Número de artículo: CM0008176

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-c-Maf validado para WB y ELISA con reactividad frente a humano, ratón y rata. Dirige contra el factor de transcripción Maf (38 kDa). Ideal para investigación sobre desarrollo del cristalino, células Th2 y oncogenes/genes supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	c-Maf Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
Especie	Humano
GeneID (humano)	4094
GeneID	4094
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 274-373 del c-Maf humano (O75444).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75444
Peso proteico	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo