

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra C8B Para Wb, Elisa - P07358

Número de artículo: CM0025553



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra C8B dirigido a la cadena beta del complemento C8, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudios del complejo de ataque a la membrana y de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra C8B
Observaciones/Alias	C82; C8B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	732
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-350 de C8B humano (NP_000057.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07358
Peso de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo