


Pab De Conejo Contra Cadm1 Para Wb, Elisa - Q9By67

Número de artículo: CM0023274



Introducción

El pAb de conejo contra CADM1 es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA. Reacciona con CADM1 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la adhesión celular, la supresión tumoral y la función sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CADM1
Observaciones/Alias	BL2; ST17; IGSF4; NECL2; RA175; TSLC1; IGSF4A; Necl-2; SYNCAM; sgIGSF; sTSLC-1; synCAM1; CADM1
Especie	Humano
ID de gen (humano)	23705
ID de gen	23705
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-344 de CADM1 humano (NP_055148.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BY67
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo