

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Cadps Para Ihc-P, Elisa - Q9Ulu8

Número de artículo: CM0022499



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CADPS validado para IHC-P y ELISA. Se dirige al activador de secreción dependiente de calcio 1 (CAPS-1/CADPS1) en tejidos neurales y endocrinos humanos. Ideal para estudios de exocitosis y secreción de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CADPS
Observaciones/Alias	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8618
GeneID	8618
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1020-1100 de CADPS humano (NP_899630.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9ULU8
Peso molecular de la proteína	153kDa
Envío	Bolsa de hielo