

Calpain Subunidad Pequeña 1 Conejo Pab - P04632

Número de artículo: CM0030886



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Calpain subunidad pequeña 1 (CAPNS1). Adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta la proteína CAPNS1 humana, de ratón y de rata. Ideal para estudios de remodelado del citoesqueleto y actividad de calpaína.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Calpain subunidad pequeña 1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CANP; CDPS; CSS1; CANPS; CAPN4; CALPAIN4; Calpain subunidad pequeña 1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	826
ID del Gen	826
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-268 de la Calpain subunidad pequeña 1 humana (NP_001740.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04632
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo