

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti Calretinina Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P22676

Número de artículo: CM0007602

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti Calretinina (P22676) validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación de homeostasis del calcio, plasticidad neuronal y tejido cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti Calretinina
Observaciones/Alias	CR; CAL2; CAB29; Calretinina
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	794
ID de gen	794
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-271 de la Calretinina humana (NP_001731.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22676
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo