

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Camp Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Número de artículo: CM0017526



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CAMP humano (LL-37/CAP-18), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con rata. Para investigaciones sobre inmunidad innata y actividad antimicrobiana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CAMP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
Especie	Humano
GeneID (humano)	820
GeneID	820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 132-170 de CAMP humano (NP_004336.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	P49913
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo