


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Capg Para Wb Y Elisa - P40121

Número de artículo: CM0009574



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CAPG (P40121) validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína de taponamiento de macrófagos, un regulador clave de la actina. Adecuado para investigaciones sobre el citoesqueleto y la función de los macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CAPG Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MCP; ACP; HEL-S-66; CAPG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	822
GeneID	822
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-188 de la CAPG humana (P40121).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P40121
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo