

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cas9 Para Wb Y Elisa - Cas9

Número de artículo: CM0013719

Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo anti-CAS9 para aplicaciones de Western blotting y ELISA. Detecta la CAS9 de Staphylococcus aureus, con reactividad cruzada predicha para humanos y otras especies. Inmunógeno recombinante. Adecuado para investigación en CRISPR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CAS9
Observaciones/Alias	CAS9
Especie	Staphylococcus aureus
ID genético (Humano)	CAS9
ID genético	901176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-730 de la CAS9 de Streptococcus pyogenes M1 GAS (NP_269215.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Otras (Amplio rango predicho)
Envío	Bolsa de hielo