

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Casc5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ng31

Número de artículo: CM0017026



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CASC5/KNL1 humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta proteínas humanas y de rata, adecuado para estudios del cinetocoro y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | CASC5 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | D40; CT29; Spc7; CASC5; MCPH4; hKNL-1; AF15Q14; PPP1R55; hSpc105                                                                 |
| Especie             | Humana                                                                                                                           |
| ID del gen (humano) | 57082                                                                                                                            |
| ID del gen          | 57082                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CASC5 humano (NP_733468.3) |
| Fuente              | Suero de conejo                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humana, rata                                                                                                                     |
| SWISS               | Q8NG31                                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 265 kDa                                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |