

Policlonal De Conejo Contra Caseína Quinasa 2 Beta (Csnk2B) - P67870

Número de artículo: CM0017743



Introducción

Anticuerpo policlonal contra CSNK2B humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de CK2 e infección por EBV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Policlonal de conejo contra Caseína Quinasa 2 beta (CSNK2B)
Observaciones/Alias	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1460
ID del gen	1460
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-215 de la Caseína Quinasa 2 beta humana (Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)) (NP_001311.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P67870
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo