

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Caspase-12 Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q6Uxs9

Número de artículo: CM0007229

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la proteína humana Caspase-12. Adecuado para aplicaciones de Western blot, IHC, IF y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación de la inmunidad innata y la respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Caspase-12
Observaciones/Alias	CASP-12; CASP12P1; Caspase-12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	100506742
GeneID	100506742
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Caspase-12 humana (NP_001177945.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6UXS9
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo