

Caspasa-8 Pab De Conejo - 089110

Número de artículo: CM0013917

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Caspasa-8, un regulador clave de la apoptosis, necroptosis y piroptosis. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación de muerte celular e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Caspasa-8 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspasa-8
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	841
GeneID	12370
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 4-480 de la caspasa 8 de ratón (NP_033942.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	089110
Peso proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo