

Cast Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P20810

Número de artículo: CM0030989

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CAST humano (Calpastatina) para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la inhibición de calpaínas, la degradación muscular y la investigación de proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CAST Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BS-17; PLACK; ST
Especie	Humano
GeneID (Humano)	831
GeneID	831
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20810
Peso proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo