

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Castor1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wtx7

Número de artículo: CM0019280



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CASTOR1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta CASTOR1 humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Sensor citosólico de arginina para la investigación de la señalización de mTORC1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CASTOR1
Observaciones/Alias	GATSL3; CASTOR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	652968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-329 de CASTOR1 humano (NP_001032755.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8WTX7
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo